Protokol č.9

Vypracovala: Katarína Nalevanková

Odbor: 3BCHb2

Dátum: 03.12.2022

Téma: Dvojzložková sústava kvapalina - kvapalina

Úlohy:

1. Štúdium rozpustnosti kvapalín v dvojzložkovej sústave

2. Zhodnotenie fázového diagramu dvojzložkovej sústavy

Teoretický úvod:

Vplyv tlaku na rovnováhy v dvojzložkových sústavách je veľmi malý, vo väčšine prípadov ho môžeme zanedbať a Gibbsov fázový zákon písať v tvare:

$$v = k - f + 1$$

V kondenzovanej dvojzložkovej sústave (k=2) tak máme najviac dva stupne voľnosti (ν) v prípade, že obe zložky sa miešajú a vytvárajú jedinú fázu. Dvojzložkové sústavy popisujeme rovinnými fázovými diagramami, kde na jednu os vynášame zloženie sústavy a na druhú os vynášame teplotu.

Sústavy, ktoré vykazujú značnú kladnú odchýlku od Raoultovho zákona, sa prejavujú aj obmedzenou vzájomnou rozpustnosťou. Po prekročení vzájomnej rozpustnosti sa v sústave tvoria dve oddelené fázy, ktoré nazývame konjugovanými roztokmi.

Pri vyššej teplote sa vzájomná rozpustnosť zložiek vo väčšine prípadov zväčšuje, ale sú známe aj opačné trendy. Pri dostatočnej vysokej teplote, ktorú označujeme ako kritická rozpúšťacia teplota t_K , náhle zmizne rozhranie medzi dvomi fázami a pozorujeme už iba jedinú fázu.

V heterogénnej oblasti platí pre pomer látkových množstiev vo fázach pákové pravidlo:

$$\frac{g_C}{g_D} = \frac{w_D - w_M}{w_M - w_C}$$

Niektoré sústavy vykazujú dolnú teplotu vzájomnej rozpustnosti. Nastáva to v prípadoch, keď dvojica obmedzene miešateľných kvapalín tvorí molekulové zlúčeniny, prejavujúce sa vodíkovými väzbami.

Pomôcky:

Skúmavky so zátkami, teplomer, elektrický varič, delené pipety 5 ml, kadička, miešadlo, ľad, cyklohexán a anhydrid kyseliny octovej


Postup práce:

- 1. Do skúmaviek napipetujeme také objemy určenej dvojice kvapalín, aby celkový objem bol vždy 5 ml a percentuálne zloženie sa vždy menilo o 10%
- 2. Do prvej skúmavky vložíme teplomer a zahrievame ju na vzduchu nad varičom
- 3. Počas zohrievania roztok opatrne miešame
- 4. Sledujeme teplotu homogenizácie
- 5. Skúmavku ochladzujeme na vzdušnom kúpeli a zaznamenávame teplotu heterogenizácie
- 6. Ak je obsah skúmavky pri teplote miestnosti číry, zisťujeme teplotu heterogenizácie ochladzovaním v ľadovom kúpeli

Tabuľka č.1: Prechod z heterogénnej fázy do homogénnej pri danom objeme a percentuálnom zložení zmesi

Objem zložiek		hmotnostné %				
V ₁ [ml]	V ₂ [ml]			t _{homog} . [°C]	t _{heterog.} [°C]	t _{stredná} [°C]
cyklohexán	CH₃COOH	W_1	W ₂			
4,5	0,5	90	10	39	39	39
4	1	80	20	51	50,5	50,75
3,5	1,5	70	30	54	53,5	53,75
3	2	60	40	54	53,5	53,75
2,5	2,5	50	50	55	54,9	54,95
2	3	40	60	49,5	49,4	49,45
1,5	3,5	30	70	42,5	42	42,25
1	4	20	80	30	29,5	29,75
0,5	4,5	10	90	4	4	4

Graf č.1: Graf závislosti t = f(w%)



Záver:

Cieľom tohto praktického cvičenia bolo štúdium rozpustnosti kvapalín v dvojzložkovej sústave a zhodnotenie fázového diagramu dvojzložkovej sústavy. Kritická teplota nám vyšla T_k = 54,95 °C, čo zodpovedá percentuálnemu zloženiu 50:50 (cyklohexán:CH₃COOH).